

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-CYP4F22-Specific



Numéro de catalogue: 20014-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

20014-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 173 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Numéro d'acquisition GenBank:

NM_173483

Identification du gène (NCBI):

126410

Nom complet:

cytochrome P450, family 4, subfamily F, polypeptide 22

MW calculé

62 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Applications

Applications testées:

ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Informations générales

CYP4F22, also named as FLJ39501 and LI3, belongs to the cytochrome P450 family. Cytochromes P450 are a group of heme-thiolate monooxygenases. Defects in CYP4F22 are the cause of ichthyosis lamellar type 3 (LI3). This antibody is specific to CYP4F22. It has no cross reaction to other CYP4F member.

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

