

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-KCNAB3



Numéro de catalogue: 20015-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

20015-1-AP

Taille:

150ul

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Numéro d'acquisition GenBank:

NM_004732

Identification du gène (NCBI):

9196

Nom complet:

potassium voltage-gated channel,
shaker-related subfamily, beta
member 3

MW calculé

44 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre
l'antigène

Applications

Applications testées:

ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Informations générales

KCNAB3, also named as KCNA3B, belongs to the shaker potassium channel beta subunit family. KCNAB3 is an accessory potassium channel protein which modulates the activity of the pore-forming alpha subunit. Alters the functional properties of Kv1.5. The antibody recognizes the N-term of KCNAB3. It has no cross reaction to KCNAB1 and KCNAB2.

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azote de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

