

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-URB1-Specific



Numéro de catalogue: 20023-1-AP

1 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

20023-1-AP

Taille:

150ul , Concentration: 400 µg/ml by Nanodrop and 133 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Numéro d'acquisition GenBank:

NM_014825

Identification du gène (NCBI):

9875

Nom complet:

URB1 ribosome biogenesis 1 homolog (S. cerevisiae)

MW calculé

254 kDa

MW observés:

240-260 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:1000

Applications

Applications testées:

WB, ELISA

Demandes citées:

WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, souris

Espèces citées:

Humain

Contrôles positifs:

WB : cellules K-562,

Informations générales

URB1, also named as C21orf108, KIAA0539 and NPA1, is a 2,271 amino acid protein that is homologous to the *S. cerevisiae* protein URB1 which is a nucleolar protein involved in the normal accumulation of 25S and 5.8S rRNAs and may also play a role in the biosynthesis of the 60S ribosomal unit. Also localized to the nucleolus, human URB1 is thought to have the same functions as *S. cerevisiae* URB1. The antibody is specific to URB1.

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Lin Shan	36890225	Nature	WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



K-562 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 20023-1-AP (URB1-Specific antibody) at dilution of 1:800 incubated at room temperature for 1.5 hours.