

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-ZBTB40



Numéro de catalogue: 20026-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

20026-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 200 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Numéro d'acquisition GenBank:

NM_014870

Identification du gène (NCBI):

9923

Nom complet:

zinc finger and BTB domain containing 40

MW calculé

138 kDa

MW observés:

138 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:2000

Applications

Applications testées:

WB, ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain

Contrôles positifs:

WB : cellules A431, cellules HepG2, cellules L02

Informations générales

ZBTB40, also named as KIAA0478, belongs to the krueppel C2H2-type zinc-finger protein family. ZBTB40 may be involved in transcriptional regulation. The antibody can recognize all the isoforms of ZBTB40.

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



A431 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 20026-1-AP (ZBTB40 antibody) at dilution of 1:300 incubated at room temperature for 1.5 hours.