

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-TENC1-Specific



Numéro de catalogue: 20055-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

20055-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 207 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Numéro d'acquisition GenBank:

NM_015319

Identification du gène (NCBI):

23371

Nom complet:

tensin like C1 domain containing phosphatase (tensin 2)

MW calculé

153 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Applications

Applications testées:

ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Informations générales

TNS2, also named as TENC1 and KIAA1075, regulates cell motility and proliferation. It may have phosphatase activity. TNS2 reduces AKT1 phosphorylation. It lowers AKT1 kinase activity and interferes with AKT1 signaling. This antibody is specific to TNS2. The antibody recognizes all the isoform of TNS2.

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

