

À des fins de recherche uniquement

# Anticorps Polyclonal de lapin anti-CDH20-Specific



Numéro de catalogue: 20056-1-AP

1 Publications

## Informations de base

Numéro de catalogue:  
20056-1-AP

Taille:  
150ul , Concentration: 227 µg/ml by  
Bradford method using BSA as the  
standard;

Hôte:  
Lapin

Isotype:  
IgG

Numéro d'acquisition GenBank:  
NM\_031891

Identification du gène (NCBI):  
28316

Nom complet:  
cadherin 20, type 2

MW calculé  
89 kDa

Méthode de purification:  
Purification par affinité contre  
l'antigène

## Applications

Applications testées:  
ELISA

Demandes citées:  
WB

Spécificité de l'espèce:  
Humain, rat, souris

Espèces citées:  
souris

## Informations générales

CDH20, also named as CDH7L3, is a member of Cadherins which are calcium dependent cell adhesion proteins. Cadherins preferentially interact with themselves in a homophilic manner in connecting cells; cadherins may thus contribute to the sorting of heterogeneous cell types. This antibody is specific to CDH20.

## Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Hongrui Li	30466171	Eur J Immunol	WB

## Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

\*\*\* Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free  
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com  
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

