

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-CDH24



Numéro de catalogue: 20058-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:
20058-1-AP

Taille:
150ul

Hôte:
Lapin

Isotype:
IgG

Numéro d'acquisition GenBank:
NM_022478

Identification du gène (NCBI):
64403

Nom complet:
cadherin-like 24

MW calculé
88 kDa

Méthode de purification:
Purification par affinité contre
l'antigène

Applications

Applications testées:
ELISA

Spécificité de l'espèce:
Humain, rat, souris

Informations générales

CDH24, also named as CDH11L, is a member of Cadherins which are calcium dependent cell adhesion proteins. Cadherine preferentially interact with themselves in a homophilic manner in connecting cells; cadherins may thus contribute to the sorting of heterogeneous cell types. Cadherin-24 mediates strong cell-cell adhesion. The antibody can recognize isoform1 and isoform2 of CDH24.

Stockage

Stockage:
Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.
Tampon de stockage:
PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3
L'aliquoteage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

