

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-NOM1



Numéro de catalogue: 20066-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:
20066-1-AP

Taille:
150ul

Hôte:
Lapin

Isotype:
IgG

Numéro d'acquisition GenBank:
NM_138400

Identification du gène (NCBI):
64434

Nom complet:
nucleolar protein with MIF4G domain
1

MW calculé
96 kDa

Méthode de purification:
Purification par affinité contre
l'antigène

Applications

Applications testées:
ELISA

Spécificité de l'espèce:
Humain

Informations générales

NOM1, also named as C7orf3, belongs to the CWC22 family. NOM1 plays a role in targeting PPP1CA to the nucleolus (Pubmed:17965019). NOM1 is a new member of the MIF4G/MA3 family of proteins and suggest that it may provide an essential function in metazoans (Pubmed:15715967). The antibody recognizes the C-term of NOM1.

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

