

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-SH3TC2



Numéro de catalogue: 20067-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

20067-1-AP

Taille:

150ul

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Numéro d'acquisition GenBank:

NM_024577

Identification du gène (NCBI):

79628

Nom complet:

SH3 domain and tetratricopeptide repeats 2

MW calculé

145 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Applications

Applications testées:

IHC, ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Informations générales

SH3TC2, also named as KIAA1985, contains 1 SH3 domain and TPR repeats. Defects in SH3TC2 are the cause of Charcot-Marie-Tooth disease type 4C (CMT4C) [MIM:601596]. The antibody can recognize all the isoforms except isoform4 of SH3TC2.

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azote de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

