

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-SCARF2-Specific



Numéro de catalogue: 20073-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

20073-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 213 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Numéro d'acquisition GenBank:

NM_182895

Identification du gène (NCBI):

91179

Nom complet:

scavenger receptor class F, member 2

MW calculé

92 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Applications

Applications testées:

ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Informations générales

SCARF2, also named as SREC2 and SREPCR, is probable adhesion protein, which mediates homophilic and heterophilic interactions. In contrast to SCARF1, it poorly mediates the binding and degradation of acetylated low density lipoprotein (Ac-LDL). This antibody is specific to SCARF2.

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

