

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-TSHZ2-Specific



Numéro de catalogue: 20085-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

20085-1-AP

Numéro d'acquisition GenBank:

NM_173485

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Taille:

150ul, Concentration: 133 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Identification du gène (NCBI):

128553

Nom complet:

teashirt zinc finger homeobox 2

Hôte:

Lapin

MW calculé

115 kDa

Isotype:

IgG

Applications

Applications testées:

ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain

Informations générales

TSHZ2, also named as C20orf17, TSH2, ZNF218 and OVC10-2, is a transcriptional regulator involved in developmental processes. This antibody is specific to TSHZ2.

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

