

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-CSTL1-Specific



Numéro de catalogue: 20086-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

20086-1-AP

Numéro d'acquisition GenBank:

NM_138283

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Taille:

150ul, Concentration: 150 µg/ml by Nanodrop and 133 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Identification du gène (NCBI):

128817

Dilutions recommandées:

IHC 1:20-1:200

Hôte:

Lapin

Nom complet:

cystatin-like 1

MW calculé

17 kDa

Isotype:

IgG

Applications

Applications testées:

IHC, ELISA

Contrôles positifs:

IHC : tissu testiculaire humain,

Spécificité de l'espèce:

Humain, souris

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9.0; (*) À défaut, 'le démasquage de l'antigène peut être 'effectué avec un tampon citrate pH 6.0.

Informations générales

CSTL1, also named as RCET11, belongs to the cystatin family. The antibody is specific to CSTL1.

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human testis using 20086-1-AP (CSTL1-Specific antibody) at dilution of 1:50 (under 10x lens).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human testis using 20086-1-AP (CSTL1-Specific antibody) at dilution of 1:50 (under 40x lens).