

À des fins de recherche uniquement

# Anticorps Polyclonal de lapin anti-RIPK5



Numéro de catalogue: 20102-1-AP

Phare

2 Publications

## Informations de base

Numéro de catalogue:

20102-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 650 µg/ml by Nanodrop;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG13678

Numéro d'acquisition GenBank:

BC060870

Identification du gène (NCBI):

25778

Nom complet:

dual serine/threonine and tyrosine protein kinase

MW calculé

66 kDa, 105 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:1000

IF 1:50-1:500

## Applications

Applications testées:

IF, WB, ELISA

Demandes citées:

IF, IHC, WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Espèces citées:

Humain, singe, souris

Contrôles positifs:

WB : tissu cérébral de souris, tissu hépatique de rat

IF : cellules HepG2,

## Informations générales

Protein-serine/threonine and protein-tyrosine kinases (PSK and PTK) comprise two major classes of protein kinases. They provide a key switch dictating the dynamic nature and graded regulation of signal transduction pathway activities in cellular organization. DSTYK is a members of the RIP serine/threonine kinase family which involved in activation of NF- $\kappa$ B, JNK, and p38, and induction of apoptosis. This antibody is specific to DSTYK.

## Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Xianding Sun	31980602	Nat Commun	IF
Chenxi Zhong	34853310	Cell Death Dis	WB,IHC

## Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

\*\*\* Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: [proteintech@ptglab.com](mailto:proteintech@ptglab.com)  
W: [ptglab.com](http://ptglab.com)

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

## Données de validation sélectionnées



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 20102-1-AP (RIPK5 antibody) at dilution of 1:600 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunofluorescent analysis of (-20°C Ethanol) fixed HepG2 cells using RIPK5 antibody (20102-1-AP) at dilution of 1:200 and CoraLite® 488-Conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L).