

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-KATNAL1



Numéro de catalogue: 20166-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

20166-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 400 µg/ml by Nanodrop and 287 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG13960

Numéro d'acquisition GenBank:

BC000612

Identification du gène (NCBI):

84056

Nom complet:

katanin p60 subunit A-like 1

MW calculé

490 aa, 55 kDa

MW observés:

50-55 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:2000

IP 0.5-4.0 µg for IP and 1:500-1:1000 for WB

Applications

Applications testées:

IP, WB, ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain

Contrôles positifs:

WB : cellules Jurkat,

IP : cellules HeLa,

Informations générales

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azote de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com


W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Jurkat cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 20166-1-AP (KATNAL1 antibody) at dilution of 1:1000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



IP Result of anti-KATNAL1 (IP:20166-1-AP, 3ug; Detection:20166-1-AP 1:500) with HeLa cells lysate 3000ug.