

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-GLS2



Numéro de catalogue: 20171-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

20171-1-AP

Taille:

150ul , Concentration: 333 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG14003

Numéro d'acquisition GenBank:

BC059370

Identification du gène (NCBI):

27165

Nom complet:

glutaminase 2 (liver, mitochondrial)

MW calculé

602 aa, 66 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Applications

Applications testées:

ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain

Informations générales

GLS2, also named as GA and GLS, belongs to the glutaminase family. It is Glutaminase liver isoform . GLS2 plays an important role in the regulation of glutamine catabolism. It promotes mitochondrial respiration and increases ATP generation in cells by catalyzing the synthesis of glutamate and alpha-ketoglutarate. GLS2 may play a role in preventing tumor proliferation. This antibody is specific to GLS2.

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

