

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-GABRB1



Numéro de catalogue: 20183-1-AP

Phare

5 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

20183-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 300 µg/ml by Nanodrop and 273 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG14070

Numéro d'acquisition GenBank:

BC022449

Identification du gène (NCBI):

2560

Nom complet:

gamma-aminobutyric acid (GABA) A receptor, beta 1

MW calculé

474 aa, 54 kDa

MW observés:

50-54 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:1000

IP 0.5-4.0 ug for IP and 1:500-1:1000 for WB

Applications

Applications testées:

IP, WB, ELISA

Demandes citées:

IF, WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Espèces citées:

Humain, souris

Contrôles positifs:

WB : tissu testiculaire de souris,

IP : tissu testiculaire de souris,

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Aiping Xing	31090246	Mol Nutr Food Res	WB
Wenming Xu	28190421	Reprod Fertil Dev	WB,IF
Jing Wang	37599823	iScience	WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



mouse testis tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 20183-1-AP (GABRB1 antibody) at dilution of 1:800 incubated at room temperature for 1.5 hours.

IP Result of anti-GABRB1 (IP:20183-1-AP, 4ug; Detection:20183-1-AP 1:500) with mouse testis tissue lysate 4000ug.