

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-SLIT3-Specific



Numéro de catalogue: 20218-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

20218-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 327 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Numéro d'acquisition GenBank:

NM_003062

Identification du gène (NCBI):

6586

Nom complet:

slit homolog 3 (Drosophila)

MW calculé

168 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Applications

Applications testées:

ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain

Informations générales

SLIT3, also named as KIAA0814, MEGF5 and SLIL2, may act as molecular guidance cue in cellular migration. It may be mediated by interaction with roundabout homolog receptors. The antibody is specific to SLIT3.

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

