

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-SRGAP1-Specific



Numéro de catalogue: 20222-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

20222-1-AP

Taille:

150ul , Concentration: 280 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Numéro d'acquisition GenBank:

NM_020762

Identification du gène (NCBI):

57522

Nom complet:

SLIT-ROBO Rho GTPase activating protein 1

MW calculé

124 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Applications

Applications testées:

ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Informations générales

SRGAP1, also named as ARHGAP13 and KIAA1304, is a GTPase-activating protein for RhoA and Cdc42 small GTPases. Together with CDC42, SRGAP1 seems to be involved in the pathway mediating the repulsive signaling of Robo and Slit proteins in neuronal migration. SLIT2, probably through interaction with ROBO1, increases the interaction of SRGAP1 with ROBO1 and inactivates CDC42. This antibody is specific to SRGAP1. It can't recognize SRGAP2 and SRGAP3.

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

