

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-UNC5B-Specific



Numéro de catalogue: 20238-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

20238-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 133 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Numéro d'acquisition GenBank:

NM_170744

Identification du gène (NCBI):

219699

Nom complet:

unc-5 homolog B (C. elegans)

MW calculé

104 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Applications

Applications testées:

ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain, souris

Informations générales

UNC5B, also named as P53RDL1 and UNC5H2, belongs to the unc-5 family. It is a receptor for netrin required for axon guidance. UNC5B mediates axon repulsion of neuronal growth cones in the developing nervous system upon ligand binding. Axon repulsion in growth cones may be caused by its association with DCC that may trigger signaling for repulsion. It also acts as a dependence receptor required for apoptosis induction when not associated with netrin ligand. This antibody is specific to UNC5B.

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

