

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-ATXN1-Specific



Numéro de catalogue: 20255-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

20255-1-AP

Taille:

150ul

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Numéro d'acquisition GenBank:

NM_000332

Identification du gène (NCBI):

6310

Nom complet:

ataxin 1

MW calculé

87 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Applications

Applications testées:

ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Informations générales

ATXN1, also named as ATX1 and SCA1, belongs to the ATXN1 family. ATXN1 binds RNA in vitro. It may be involved in RNA metabolism. The expansion of the polyglutamine tract may alter this function. Defects in ATXN1 are the cause of spinocerebellar ataxia type 1 (SCA1) which also known as olivopontocerebellar atrophy I (OPCA I or OPCA1). The antibody is specific to ATXN1.

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

