

À des fins de recherche uniquement

# Anticorps Polyclonal de lapin anti-FBXL5



Numéro de catalogue: 20295-1-AP

## Informations de base

Numéro de catalogue: 20295-1-AP	Numéro d'acquisition GenBank: BC030656	Méthode de purification: Purification par affinité contre l'antigène
Taille: 150ul	Identification du gène (NCBI): 26234	
Hôte: Lapin	Nom complet: F-box and leucine-rich repeat protein	
Isotype: IgG	5	
Immunogen Catalog Number: AG14101	MW calculé 691 aa, 79 kDa	

## Applications

Applications testées:  
ELISA  
Spécificité de l'espèce:  
Humain

## Informations générales

### Stockage

Stockage:  
Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.  
Tampon de stockage:  
PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3  
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

**\*\*\* Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.**

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: [proteintech@ptglab.com](mailto:proteintech@ptglab.com)  
W: [ptglab.com](http://ptglab.com)

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

