

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-TSPAN4



Numéro de catalogue: 20318-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue: 20318-1-AP	Numéro d'acquisition GenBank: BC000389	Méthode de purification: Purification par affinité contre l'antigène
Taille: 150ul , Concentration: 213 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;	Identification du gène (NCBI): 7106	
Hôte: Lapin	Nom complet: tetraspanin 4	
Isotype: IgG	MW calculé 238 aa, 26 kDa	
Immunogen Catalog Number: AG14172		

Applications

Applications testées:
ELISA
Spécificité de l'espèce:
Humain

Informations générales

TSPAN4 (also known as NAG2 or TM4SF7) is a membrane protein of the tetraspanin superfamily, which are characterized by the presence of four conserved transmembrane regions. Tetraspanins have been involved in diverse processes such as cell activation and proliferation, adhesion and motility, differentiation, and cancer. TSPAN4 forms complexes with integrins and other tetraspanins (PMID: 9360996).

Stockage

Stockage:
Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.
Tampon de stockage:
PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

***** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.**

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

