

À des fins de recherche uniquement

# Anticorps Polyclonal de lapin anti-RAPSN



Numéro de catalogue: 20453-1-AP

## Informations de base

Numéro de catalogue:  
20453-1-AP

Taille:  
150ul , Concentration: 520 µg/ml by  
Bradford method using BSA as the  
standard;

Hôte:  
Lapin

Isotype:  
IgG

Immunogen Catalog Number:  
AG13896

Numéro d'acquisition GenBank:  
BC004196

Identification du gène (NCBI):  
5913

Nom complet:  
receptor-associated protein of the  
synapse

MW calculé  
412 aa, 46 kDa

MW observés:  
43 kDa

Méthode de purification:  
Purification par affinité contre  
l'antigène

Dilutions recommandées:  
WB 1:500-1:1000

## Applications

Applications testées:  
WB, ELISA

Spécificité de l'espèce:  
Humain, souris

Contrôles positifs:

WB : cellules U-937, cellules NIH/3T3, cellules Y79

## Informations générales

### Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C

\*\*\* Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free  
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: [proteintech@ptglab.com](mailto:proteintech@ptglab.com)  
W: [ptglab.com](http://ptglab.com)

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

## Données de validation sélectionnées



U-937 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 20453-1-AP (RAPSN Antibody) at dilution of 1:600 incubated at room temperature for 1.5 hours.