

À des fins de recherche uniquement

# Anticorps Polyclonal de lapin anti-DAXX



Numéro de catalogue: 20489-1-AP

2 Publications

## Informations de base

Numéro de catalogue:  
20489-1-AP

Taille:  
150ul, Concentration: 300 µg/ml by Nanodrop and 267 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:  
Lapin

Isotype:  
IgG

Immunogen Catalog Number:  
AG14519

Numéro d'acquisition GenBank:  
BC109074

Identification du gène (NCBI):  
1616

Nom complet:  
death-domain associated protein

MW calculé  
740 aa, 81 kDa

MW observés:  
120 kDa, 70 kDa

Méthode de purification:  
Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:  
WB 1:500-1:3000

## Applications

Applications testées:  
WB, ELISA

Demandes citées:  
IF, WB

Spécificité de l'espèce:  
Humain, souris

Espèces citées:  
Humain, souris

Contrôles positifs:

WB : cellules Y79, cellules HeLa

## Informations générales

Death associated protein 6 (DAXX) is a ubiquitous protein implicated in various cellular processes such as apoptosis, tumorigenesis, development and transcription. It has been shown to translocate from the nucleus to the cytoplasm under conditions of stress and to activate the Jun N-terminal kinase (JNK) pathway. Somatic mutations of death associated protein (DAXX) have been found in ALT cancers, including pancreatic neuroendocrine (panNET) cancers and glioblastoma multiforme (GBM) cancers.

## Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Nasim A Begum	22843687	J Biol Chem	WB
Alice Mac Kain	35508460	Nat Commun	IF

## Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

\*\*\* Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com  
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

## Données de validation sélectionnées



Y79 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 20489-1-AP (DAXX antibody) at dilution of 1:1500 incubated at room temperature for 1.5 hours.