

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-TAPBPL



Numéro de catalogue: 20522-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

20522-1-AP

Numéro d'acquisition GenBank:

BC015017

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Taille:

150ul, Concentration: 247 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Identification du gène (NCBI):

55080

Nom complet:

TAP binding protein-like

Hôte:

Lapin

MW calculé

468 aa, 50 kDa

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG14371

Applications

Applications testées:

ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain

Informations générales

TAPBPL, also named as TAPBP-R and TAPASIN-R, is a member of the variable-constant Ig superfamily that links MHC class I molecules to the transporter associated with antigen processing in the endoplasmic reticulum.

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com

W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

