

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-DDX49



Numéro de catalogue: 20523-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

20523-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 500 µg/ml by Nanodrop and 353 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG14373

Numéro d'acquisition GenBank:

BC002674

Identification du gène (NCBI):

54555

Nom complet:

DEAD (Asp-Glu-Ala-Asp) box polypeptide 49

MW calculé

483 aa, 54 kDa

MW observés:

54 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:1000

Applications

Applications testées:

WB, ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain

Contrôles positifs:

WB : cellules HeLa, cellules Y79

Informations générales

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



HeLa cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 20523-1-AP (DDX49 Antibody) at dilution of 1:600 incubated at room temperature for 1.5 hours.