

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-AKR1CL2



Numéro de catalogue: 20525-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

20525-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 1200 µg/ml by Nanodrop and 533 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG14381

Numéro d'acquisition GenBank:

BC002862

Identification du gène (NCBI):

83592

Nom complet:

aldo-keto reductase family 1, member C-like 2

MW calculé

320 aa, 37 kDa

MW observés:

36 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:3000

IF 1:10-1:100

Applications

Applications testées:

IF, WB, ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Contrôles positifs:

WB : tissu testiculaire de souris, cellules HT-1080

IF : cellules HeLa,

Informations générales

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com


W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



mouse testis tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 20525-1-AP (AKR1CL2 antibody) at dilution of 1:500 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunofluorescent analysis of HeLa cells, using AKR1CL2 antibody 20525-1-AP at 1:25 dilution and Rhodamine-labeled goat anti-rabbit IgG (red). Blue pseudocolor = DAPI (fluorescent DNA dye).