

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-LAYN



Numéro de catalogue: 20535-1-AP

1 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

20535-1-AP

Numéro d'acquisition GenBank:

BC025407

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Taille:

150ul, Concentration: 1300 µg/ml by Nanodrop and 600 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Identification du gène (NCBI):

143903

Nom complet:

layilin

Dilutions recommandées:

WB 1:1000-1:8000

IHC 1:200-1:800

IF 1:10-1:100

Hôte:

Lapin

MW calculé

382 aa, 43 kDa

Isotype:

IgG

MW observés:

43 kDa

Immunogen Catalog Number:

AG14508

Applications

Applications testées:

IF, IHC, WB, ELISA

Demandes citées:

IF, WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, souris

Espèces citées:

souris

Contrôles positifs:

WB : cellules A549, cellules NCI-H1299, tissu cérébral de souris

IHC : tissu de cancer du foie humain,

IF : cellules HepG2,

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9,0; (*) À défaut, 'le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6,0.

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Guiqing Zhou	36526052	Environ Pollut	WB,IF

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human liver cancer tissue slide using 20535-1-AP (LAYN antibody) at dilution of 1:400 (under 10x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 20535-1-AP (LAYN antibody) at dilution of 1:4000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunofluorescent analysis of HepG2 cells, using LAYN antibody 20535-1-AP at 1:25 dilution and Rhodamine-labeled goat anti-rabbit IgG (red).