

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-FAM111B



Numéro de catalogue: 20552-1-AP

Phare

Informations de base

Numéro de catalogue:

20552-1-AP

Taille:

150ul

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Numéro d'acquisition GenBank:

NM_198947

Identification du gène (NCBI):

374393

Nom complet:

family with sequence similarity 111, member B

MW calculé

85 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Applications

Applications testées:

ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain

Informations générales

FAM111B, also named as CANP, belongs to the FAM111 family. The antibody is specific to FAM111B. This protein has some isoforms with MW 135 kDa (EAW73833, 1200aa), 85 kDa and 81 kDa. FAM111B is a direct target of p53. It is involved in tendon contracture, myopathy, pulmonary fibrosis and lung adenocarcinoma. (PMID: 26495788, 31114230, 24268661)

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

