

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-IKK Alpha



Numéro de catalogue: 20565-1-AP

2 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:
20565-1-AP

Taille:
150ul , Concentration: 193 µg/ml by
Bradford method using BSA as the
standard;

Hôte:
Lapin

Isotype:
IgG

Numéro d'acquisition GenBank:
NM_001278

Identification du gène (NCBI):
1147

Nom complet:
conserved helix-loop-helix
ubiquitous kinase

MW calculé
85 kDa

Méthode de purification:
Purification par affinité contre
l'antigène

Applications

Applications testées:
ELISA

Demandes citées:
WB

Spécificité de l'espèce:
Humain

Espèces citées:
Humain

Informations générales

Publications notables

| Autrice | Pubmed ID | Journal | Application |
|----------------|-----------|---------------------|-------------|
| Rui Wang | 33831690 | Phytomedicine | WB |
| Xiao-Long Wang | 34517275 | Int Immunopharmacol | WB |

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

***** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.**

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

