

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-Rac1



Numéro de catalogue: 20571-1-AP

1 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

20571-1-AP

Taille:

150ul , Concentration: 420 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Numéro d'acquisition GenBank:

NM_006908

Identification du gène (NCBI):

5879

Nom complet:

ras-related C3 botulinum toxin substrate 1 (rho family, small GTP binding protein Rac1)

MW calculé

21 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Applications

Applications testées:

ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Informations générales

RAC1, also named as TC25, belongs to the small GTPase superfamily and Rho family. RAC1 is a plasma membrane-associated small GTPase which cycles between active GTP-bound and inactive GDP-bound states. In its active state, it binds to a variety of effector proteins to regulate cellular responses such as secretory processes, phagocytosis of apoptotic cells, epithelial cell polarization and growth-factor induced formation of membrane ruffles. The antibody is specific to RAC1.

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Florian Paul	27852748	Mol Cell Proteomics	

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

