

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-PPAPDC3



Numéro de catalogue: 20635-1-AP

3 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

20635-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 1200 µg/ml by Nanodrop and 487 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG14676

Numéro d'acquisition GenBank:

BC006362

Identification du gène (NCBI):

84814

Nom complet:

phosphatidic acid phosphatase type 2 domain containing 3

MW calculé

271 aa, 29 kDa

MW observés:

29 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:1000

IP 0.5-4.0 µg for IP and 1:500-1:1000 for WB

Applications

Applications testées:

IP, WB, ELISA

Demandes citées:

WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Espèces citées:

Humain

Contrôles positifs:

WB : tissu de muscle squelettique de souris,

IP : tissu de muscle squelettique de souris,

Informations générales

PPAPDC3(Phosphatidic acid phosphatase type 2 domain-containing protein 3) is also named as C9orf67 and belongs to the PA-phosphatase related phosphoesterase family. It plays a role as negative regulator of myoblast differentiation, in part through effects on MTOR signaling.

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Anne T Bertrand	32244403	Cells	WB
Vanessa Todorow	36699009	Front Cell Dev Biol	WB
Zuleger Nikolaj N	23414781	Genome Biol	WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



mouse skeletal muscle tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 20635-1-AP (PPAPDC3 antibody) at dilution of 1:800 incubated at room temperature for 1.5 hours.



IP Result of anti-PPAPDC3 (IP:20635-1-AP, 4ug; Detection:20635-1-AP 1:800) with mouse skeletal muscle tissue lysate 4000ug.