

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-ADAM29



Numéro de catalogue: 20736-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

20736-1-AP

Taille:

150ul

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Numéro d'acquisition GenBank:

NM_014269

Identification du gène (NCBI):

11086

Nom complet:

ADAM metallopeptidase domain 29

MW calculé

93 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Applications

Applications testées:

ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain

Informations générales

ADAM29 is also named as CT73. It may be involved in spermatogenesis and fertilization. ADAM29 is processed to mature forms (70-85 kDa) between the stages of testicular sperm and cauda epididymal sperm. The cytoplasmic domain of ADAM29 can be processed or modified in the mature form so that the antibody might be unable to recognize the protein (PMID:19129510). It has 3 isoforms produced by alternative splicing. The full length protein has a signal peptide, a propeptide and 9 glycosylation sites. This antibody is specific to ADAM29.

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

