

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-LHX3



Numéro de catalogue: 20745-1-AP

1 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

20745-1-AP

Taille:

150ul , Concentration: 400 µg/ml by Nanodrop and 273 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Numéro d'acquisition GenBank:

NM_014564

Identification du gène (NCBI):

8022

Nom complet:

LIM homeobox 3

MW calculé

44 kDa

MW observés:

44-50 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:1000

Applications

Applications testées:

WB, ELISA

Demandes citées:

WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, souris

Espèces citées:

Humain

Contrôles positifs:

WB : tissu cérébral de souris, cellules HEK-293T

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Peng Zhao	35126731	Oncol Lett	WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



mouse brain tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 20745-1-AP (LHX3 Antibody) at dilution of 1:600 incubated at room temperature for 1.5 hours.