

À des fins de recherche uniquement

# Anticorps Polyclonal de lapin anti-FANCI



Numéro de catalogue: 20789-1-AP

3 Publications

## Informations de base

Numéro de catalogue:

20789-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 400 µg/ml by Nanodrop;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG14386

Numéro d'acquisition GenBank:

BC004277

Identification du gène (NCBI):

55215

Nom complet:

Fanconi anemia, complementation group I

MW calculé

1328 aa, 149 kDa

MW observés:

149 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:1000-1:4000

IP 0.5-4.0 ug for IP and 1:500-1:2000 for WB

## Applications

Applications testées:

IP, WB, ELISA

Demandes citées:

CoIP, WB

Spécificité de l'espèce:

Humain

Espèces citées:

Humain

Contrôles positifs:

WB : cellules HeLa, cellules HepG2, cellules Jurkat

IP : cellules Jurkat,

## Informations générales

### Publications notables

| Auteur          | Pubmed ID | Journal         | Application |
|-----------------|-----------|-----------------|-------------|
| Siyuan Sun      | 33051438  | Cell Death Dis  | WB, CoIP    |
| Dinh Duc Nguyen | 37163605  | Sci Adv         | WB          |
| Tangming Guan   | 36782089  | Adv Sci (Weinh) |             |

## Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

\*\*\* Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: [proteintech@ptglab.com](mailto:proteintech@ptglab.com)


W: [ptglab.com](http://ptglab.com)

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

# Données de validation sélectionnées



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 20789-1-AP (FANCI antibody) at dilution of 1:2000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



IP Result of anti-FANCI (IP:20789-1-AP, 4ug; Detection:20789-1-AP 1:1000) with Jurkat cells lysate 2400ug.