

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-C7orf50



Numéro de catalogue: 20797-1-AP

1 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

20797-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 650 µg/ml by Nanodrop and 633 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG14709

Numéro d'acquisition GenBank:

BC006224

Identification du gène (NCBI):

84310

Nom complet:

chromosome 7 open reading frame 50

MW calculé

194 aa, 22 kDa

MW observés:

22 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:4000

IF 1:50-1:500

Applications

Applications testées:

IF, WB, ELISA

Demandes citées:

WB

Spécificité de l'espèce:

Humain

Espèces citées:

Humain

Contrôles positifs:

WB : cellules HEK-293T, cellules Jurkat, cellules L02

IF : cellules L02,

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Koshi Imami	30220558	Mol Cell	WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com


W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 20797-1-AP (C7orf50 antibody) at dilution of 1:2000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunofluorescent analysis of (4% PFA) fixed L02 cells using 20797-1-AP (C7orf50 antibody) at dilution of 1:50 and Alexa Fluor 488-conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L).