

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-ZKSCAN3



Numéro de catalogue: 20800-1-AP

Phare

3 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

20800-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 347 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG14715

Numéro d'acquisition GenBank:

BC006118

Identification du gène (NCBI):

80317

Nom complet:

zinc finger with KRAB and SCAN domains 3

MW calculé

538 aa, 61 kDa

MW observés:

61-65 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Applications

Applications testées:

ELISA

Demandes citées:

IF, IHC, WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, souris

Espèces citées:

souris

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Martijn J C van der Lienden	33802460	Int J Mol Sci	IHC
Haihui Pan	28581889	Autophagy	WB
Albert Torra	29628303	Mol Ther	IF

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com

W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

