

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-MIOS



Numéro de catalogue: 20826-1-AP

2 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:
20826-1-AP

Taille:
150ul, Concentration: 450 µg/ml by Nanodrop and 247 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:
Lapin

Isotype:
IgG

Immunogen Catalog Number:
AG14802

Numéro d'acquisition GenBank:
BC005883

Identification du gène (NCBI):
54468

Nom complet:
missing oocyte, meiosis regulator, homolog (Drosophila)

MW calculé:
875 aa, 99 kDa

MW observés:
99 kDa

Méthode de purification:
Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:
WB 1:500-1:1000
IP 0.5-4.0 ug for IP and 1:200-1:1000 for WB

Applications

Applications testées:
IP, WB, ELISA

Demandes citées:
WB

Spécificité de l'espèce:
Humain, rat

Espèces citées:
Humain, porc

Contrôles positifs:

WB: cellules K-562, cellules HeLa, cellules PC-3, tissu hépatique de rat

IP: cellules HeLa,

Informations générales

Publications notables

| Autrice | Pubmed ID | Journal | Application |
|--------------------|-----------|-------------------------------|-------------|
| Jacqueline Morales | 36282590 | JCI Insight | WB |
| Marko Rudar | 34719946 | Am J Physiol Endocrinol Metab | WB |

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



K-562 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 20826-1-AP (MIOS Antibody) at dilution of 1:600 incubated at room temperature for 1.5 hours.



IP Result of anti-MIOS (IP:20826-1-AP, 4ug; Detection:20826-1-AP 1:300) with HeLa cells lysate 4000ug.