

À des fins de recherche uniquement

# Anticorps Polyclonal de lapin anti-ZSCAN20



Numéro de catalogue: 20855-1-AP

## Informations de base

Numéro de catalogue: 20855-1-AP	Numéro d'acquisition GenBank: BC008827	Méthode de purification: Purification par affinité contre l'antigène
Taille: 150ul, Concentration: 600 µg/ml by Nanodrop and 367 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;	Identification du gène (NCBI): 7579	Dilutions recommandées: WB 1:500-1:3000 IHC 1:200-1:800
Hôte: Lapin	Nom complet: zinc finger and SCAN domain containing 20	
Isotype: IgG	MW calculé 1043 aa, 118 kDa	
Immunogen Catalog Number: AG14798	MW observés: 100-110 kDa	

## Applications

Applications testées: IHC, WB, ELISA	Contrôles positifs: WB : cellules HepG2, cellules Jurkat IHC : tissu d'intestin grêle humain,
Spécificité de l'espèce: Humain	

**Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9.0; (\*) À défaut, le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6,0.**

## Informations générales

### Stockage

**Stockage:**  
Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.  
**Tampon de stockage:**  
PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3  
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

**\*\*\* Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.**


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: [proteintech@ptglab.com](mailto:proteintech@ptglab.com)  
W: [ptglab.com](http://ptglab.com)

**This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.**

## Données de validation sélectionnées



HepG2 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 20855-1-AP (ZSCAN20 antibody) at dilution of 1:1500 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human small intestine tissue slide using 20855-1-AP (ZSCAN20 Antibody) at dilution of 1:400.