

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-ZCWPW1



Numéro de catalogue: 20860-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue: 20860-1-AP	Numéro d'acquisition GenBank: BC002725	Méthode de purification: Purification par affinité contre l'antigène
Taille: 150ul , Concentration: 700 µg/ml by Nanodrop and 420 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;	Identification du gène (NCBI): 55063	Dilutions recommandées: WB 1:500-1:1000
Hôte: Lapin	Nom complet: zinc finger, CW type with PWWP domain 1	
Isotype: IgG	MW calculé: 648 aa, 72 kDa	
Immunogen Catalog Number: AG14832	MW observés: 70-72 kDa	

Applications

Applications testées: WB, ELISA	Contrôles positifs: WB : tissu testiculaire de souris,
Spécificité de l'espèce: souris	

Informations générales

Stockage

Stockage:
Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.
Tampon de stockage:
PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

***** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.**


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



mouse testis tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 20860-1-AP (ZCWP1 antibody) at dilution of 1:600 incubated at room temperature for 1.5 hours.