

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-RHBDD1



Numéro de catalogue: 20869-1-AP

Phare

3 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

20869-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 300 µg/ml by Nanodrop and 213 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG14932

Numéro d'acquisition GenBank:

BC027900

Identification du gène (NCBI):

84236

Nom complet:

rhomboid domain containing 1

MW calculé

315 aa, 36 kDa

MW observés:

36 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:1000-1:6000

IHC 1:50-1:500

Applications

Applications testées:

IHC, WB, ELISA

Demandes citées:

WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Espèces citées:

Humain, souris

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9,0; (*) A défaut, 'le démasquage de l'antigène peut être 'effectué avec un tampon citrate pH 6,0.

Contrôles positifs:

WB : tissu rénal de souris, cellules HEK-293, cellules PC-3, tissu testiculaire de souris

IHC : tissu testiculaire humain,

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Xiaohui Zhang	34145213	Cell Death Dis	WB
Jiong Jiang	35442567	Environ Toxicol	WB
Koji Shibuya	35430252	J Biol Chem	WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées



mouse kidney tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 20869-1-AP (RHBDD1 antibody) at dilution of 1:3000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human testis tissue slide using 20869-1-AP (RHBDD1 antibody) at dilution of 1:100 (under 10x lens. Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human testis tissue slide using 20869-1-AP (RHBDD1 antibody) at dilution of 1:100 (under 40x lens. Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).