

À des fins de recherche uniquement

# Anticorps Polyclonal de lapin anti-CCDC88B



Numéro de catalogue: 20871-1-AP

## Informations de base

<b>Numéro de catalogue:</b> 20871-1-AP	<b>Numéro d'acquisition GenBank:</b> BC030194	<b>Méthode de purification:</b> Purification par affinité contre l'antigène
<b>Taille:</b> 150ul, Concentration: 900 µg/ml by Nanodrop and 367 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;	<b>Identification du gène (NCBI):</b> 283234	
<b>Hôte:</b> Lapin	<b>Nom complet:</b> coiled-coil domain containing 88B	
<b>Isotype:</b> IgG	<b>MW calculé:</b> 1476 aa, 165 kDa	
<b>Immunogen Catalog Number:</b> AG14936	<b>MW observés:</b> 165 kDa	

## Applications

**Applications testées:**  
ELISA

**Spécificité de l'espèce:**  
Humain

## Informations générales

### Stockage

**Stockage:**  
Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

**Tampon de stockage:**  
PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

**\*\*\* Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.**


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: [proteintech@ptglab.com](mailto:proteintech@ptglab.com)  
W: [ptglab.com](http://ptglab.com)

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

## Données de validation sélectionnées



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 20871-1-AP (CCDC88B antibody) at dilution of 1:1000 incubated at room temperature for 1.5 hours.