

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-ZNF496



Numéro de catalogue: 20900-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

20900-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 800 µg/ml by Nanodrop and 627 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG15015

Numéro d'acquisition GenBank:

BC007263

Identification du gène (NCBI):

84838

Nom complet:

zinc finger protein 496

MW calculé

587 aa, 67 kDa

MW observés:

67 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:1000-1:4000

Applications

Applications testées:

WB, ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Contrôles positifs:

WB : cellules NIH/3T3, cellules PC-12, cellules RAW 264.7

Informations générales

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com


W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 20900-1-AP (ZNF496 antibody) at dilution of 1:2000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



NIH/3T3 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 20900-1-AP (ZNF496 antibody) at dilution of 1:1000 incubated at room temperature for 1.5 hours.