

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-FAM185A



Numéro de catalogue: 20911-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue: 20911-1-AP	Numéro d'acquisition GenBank: BC029175	Méthode de purification: Purification par affinité contre l'antigène
Taille: 150ul, Concentration: 260 µg/ml by Nanodrop and 253 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;	Identification du gène (NCBI): 222234	Dilutions recommandées: WB 1:500-1:2000 IHC 1:20-1:200
Hôte: Lapin	Nom complet: family with sequence similarity 185, member A	
Isotype: IgG	MW calculé: 393 aa, 42 kDa	
Immunogen Catalog Number: AG15041	MW observés: 30 kDa, 42 kDa	

Applications

Applications testées:
IHC, WB, ELISA

Spécificité de l'espèce:
Humain

Remarque-IHC: *il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de **TE buffer pH 9.0**; (*) À défaut, le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6,0.*

Contrôles positifs:

WB : cellules HeLa, cellules HEK-293, cellules MCF-7

IHC : tissu de cirrhose hépatique humain, tissu splénique humain

Informations générales

Stockage

Stockage:
Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.
Tampon de stockage:
PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées



HeLa cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 20911-1-AP (FAM185A antibody) at dilution of 1:500 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human hepatocirrhosis using 20911-1-AP (FAM185A antibody) at dilution of 1:50 (under 10x lens).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human hepatocirrhosis using 20911-1-AP (FAM185A antibody) at dilution of 1:50 (under 40x lens).