

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-C11orf42



Numéro de catalogue: 20919-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue: 20919-1-AP	Numéro d'acquisition GenBank: BC031612	Méthode de purification: Purifié par affinité contre l'antigène
Taille: 150ul , Concentration: 200 µg/ml by Nanodrop and 153 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;	Identification du gène (NCBI): 160298	Dilutions recommandées: WB 1:500-1:1000 IF 1:50-1:500
Hôte: Lapin	Nom complet: chromosome 11 open reading frame 42	
Isotype: IgG	MW calculé 333 aa, 36 kDa	
Immunogen Catalog Number: AG15118	MW observés: 36 kDa	

Applications

Applications testées: IF, WB, ELISA	Contrôles positifs:
Spécificité de l'espèce: Humain	WB : cellules MCF-7, IF : cellules MCF-7,

Informations générales

Stockage


Stockage:
Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.
Tampon de stockage:
PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:
T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)
E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



MCF-7 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 20919-1-AP (C11orf42 Antibody) at dilution of 1:600 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunofluorescent analysis of (-20°C Ethanol) fixed MCF-7 cells using 20919-1-AP (C11orf42 antibody) at dilution of 1:50 and Alexa Fluor 488-conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L).