

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-PTAFR



Numéro de catalogue: 20921-1-AP

2 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

20921-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 300 µg/ml by Nanodrop and 293 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG15128

Numéro d'acquisition GenBank:

BC013816

Identification du gène (NCBI):

5724

Nom complet:

platelet-activating factor receptor

MW calculé

342 aa, 39 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

IHC 1:20-1:200

Applications

Applications testées:

FC, IHC, ELISA

Demandes citées:

WB

Spécificité de l'espèce:

Humain

Espèces citées:

Humain, souris

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9,0; (*) A défaut, le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6,0.

Contrôles positifs:

IHC : tissu pulmonaire humain, tissu cardiaque humain

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Can Cao	29808000	Nat Struct Mol Biol	
Zhiying Tian	36624474	Gut Pathog	WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human lung tissue slide using 20921-1-AP (PTAFR Antibody) at dilution of 1:50 (under 10x lens).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human lung tissue slide using 20921-1-AP (PTAFR Antibody) at dilution of 1:50 (under 40x lens).



1×10^6 HL-60 cells were stained with 0.2 μ g PTAFR antibody (20921-1-AP, red) and control antibody (IgG Control, blue). Fixed with 4% PFA blocked with 3% BSA (30 min). Alexa Fluor 488-conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L) with dilution 1:1500.