

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-OTUD5



Numéro de catalogue: 21002-1-AP

1 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

21002-1-AP

Taille:

150ul , Concentration: 600 µg/ml by Nanodrop and 333 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG15190

Numéro d'acquisition GenBank:

BC028225

Identification du gène (NCBI):

55593

Nom complet:

OTU domain containing 5

MW calculé

571 aa, 61 kDa

MW observés:

61 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:3000

IF 1:50-1:500

Applications

Applications testées:

IF, WB, ELISA

Demandes citées:

WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Espèces citées:

Humain

Contrôles positifs:

WB : cellules HEK-293T, cellules HEK-293, cellules HeLa, cellules Jurkat, cellules K-562, cellules NIH/3T3

IF : cellules NIH/3T3,

Informations générales

Publications notables

Auteur	Pubmed ID	Journal	Application
Qiangqiang Liu	35913115	Elife	WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



HEK-293T cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 21002-1-AP (OTUD5 antibody) at dilution of 1:1500 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunofluorescent analysis of (10% Formaldehyde) fixed NIH/3T3 cells using 21002-1-AP (OTUD5 antibody) at dilution of 1:50 and Alexa Fluor 488-conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L).