

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-FAM186B



Numéro de catalogue: 21022-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue: 21022-1-AP	Numéro d'acquisition GenBank: BC035621	Méthode de purification: Purification par affinité contre l'antigène
Taille: 150ul, Concentration: 1200 µg/ml by Nanodrop and 633 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;	Identification du gène (NCBI): 84070	Dilutions recommandées: WB 1:500-1:1000
Hôte: Lapin	Nom complet: family with sequence similarity 186, member B	
Isotype: IgG	MW calculé: 893 aa, 104 kDa	
Immunogen Catalog Number: AG15284	MW observés: 120 kDa	

Applications

Applications testées: WB, ELISA	Contrôles positifs: WB : cellules HeLa, cellules MCF-7
Spécificité de l'espèce: Humain	

Informations générales

Stockage


Stockage:
Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.
Tampon de stockage:
PBS avec azote de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:
T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)
E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



HeLa cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 21022-1-AP (FAM186B Antibody) at dilution of 1:600 incubated at room temperature for 1.5 hours.