

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-RNF213



Numéro de catalogue: 21028-1-AP

1 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

21028-1-AP

Numéro d'acquisition GenBank:

BC032220

Méthode de purification:

Purifié par affinité contre l'antigène

Taille:

150ul, Concentration: 750 µg/ml by Nanodrop and 427 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Identification du gène (NCBI):

57674

Dilutions recommandées:

IHC 1:20-1:200

Hôte:

Lapin

Nom complet:

ring finger protein 213

MW calculé

3280 aa, 374 kDa

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG15335

Applications

Applications testées:

IHC, ELISA

Contrôles positifs:

IHC : tissu de lymphome humain, tissu splénique humain

Demandes citées:

IHC

Spécificité de l'espèce:

Humain

Espèces citées:

Humain

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9,0; (*) A défaut, le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6,0.

Informations générales

RNF213 is a typical E3 ubiquitin ligase that can catalyze ubiquitination of both proteins and lipids, and which is involved in various processes, such as lipid metabolism, angiogenesis and cell-autonomous immunity (PMID: 21799892, 26126547, 26278786, 26766444, 30705059). RNF213 contains a C3HC4-type RING finger domain, which is a specialized type of Zn-finger that binds two atoms of zinc and is thought to be involved in mediating protein-protein interactions.

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Ning Jiang	33200540	Thorac Cancer	IHC

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human lymphoma slide using 21028-1-AP (RNF213 Antibody) at dilution of 1:50.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human lymphoma slide using 21028-1-AP (RNF213 Antibody) at dilution of 1:50.