

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-FAM78A



Numéro de catalogue: 21038-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

21038-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 200 µg/ml by Nanodrop and 167 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG15366

Numéro d'acquisition GenBank:

BC049388

Identification du gène (NCBI):

286336

Nom complet:

family with sequence similarity 78, member A

MW calculé

283 aa, 32 kDa

MW observés:

32-35 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:1000

IHC 1:20-1:200

IF 1:20-1:200

Applications

Applications testées:

IF, IHC, WB, ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9.0; (*) À défaut, 'le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6.0.

Contrôles positifs:

WB : tissu hépatique de souris, cellules HepG2, tissu hépatique humain, tissu splénique de souris

IHC : tissu d'amygdalite humaine, tissu de cancer du côlon humain

IF : cellules HepG2,

Informations générales

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com


W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées




mouse liver tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 21038-1-AP (FAM78A antibody) at dilution of 1:500 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human tonsillitis slide using 21038-1-AP (FAM78A Antibody) at dilution of 1:50.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human tonsillitis slide using 21038-1-AP (FAM78A Antibody) at dilution of 1:50.



Immunofluorescent analysis of HepG2 cells using 21038-1-AP (FAM78A antibody) at dilution of 1:50 and Alexa Fluor 488-conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L).